

EQFAR - 029
Centro de Equivalência Farmacêutica da Bioagri Laboratórios Ltda
TIPO DE ENSAIOS
Físico-Químico Microbiológicos Não Estéreis
TESTES FÍSICO-QUÍMICOS
EQUIPAMENTOS USADOS EM ENSAIOS GERAIS
Aagitador de Tubos (Vórtex) Analisador de Íons Seletivo Aparelho para Determinar Granulometria Aparelho para Determinar Ponto de Fusão Balança Analítica Balança de Precisão (mais de quatro casas decimais) Balança por Infravermelho Balança Semi-Analítica Banho Ultra-Sônico Banho-Maria Bomba à Vácuo Cabine de Segurança Química Centrífuga Não Refrigerada Centrífuga Refrigerada Chapa de Refluxo Desintegrador Comprimidos/Cápsula Durômetro Estufa de Dessecação a Vácuo Estufa de Dessecação Simples Evaporador Rotatório Freezer Friabilômetro Incubadora de agitação orbital (shake flask) Karl Fischer Mufla Paquímetro Digital Picnômetro com Termômetro Polarímetro Potenciômetro Refratômetro Termômetro de Bulbo Termômetro Digital Viscosímetro
EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS DE QUANTIFICAÇÃO
Dissolutor Aparato USP tipo 1 (cesto) Aparato USP tipo 2 (pás) Kit de Mini Cubas HPLC – Tipo de Detector Conductividade (Cromatógrafo Iônico) Diode Array (DAD) Índice de Refração MS MS – MS (Tripla quadrupolo e Ion Trap) Por Fluorescência UV/VIS HPLC – Componentes Auto-Injetor Degaseificador de Fase Móvel Forno Sistema Quaternário UPLC

Cromatógrafo Gasoso (GC)

FID (Detector de Ionização por Chama)
Detector por condutividade térmica (TCD)
GC - MS
GC com Captura Eletrônica (ECD)
Head Sapce

Espectrofotômetro

Absorção Atômica
Infra Red
UV/VIS
Outros (especificar) ICP-OES e Fotômetro de Chama

OUTROS EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS**Aparelho para Determinar o Tamanho de Partículas**

Óptico

Câmara Estudo Estabilidade

Acelerada
Longa Duração

Refrigerador

Com Congelador
Sem Congelador

Micropipeta

Volume 5-10 µL
Volume 10-20 µL
Volume 20-100 µL
Volume 100-1000 µL
Volume acima de 1000 µL

Agitador magnético

Com Aquecimento
Sem Aquecimento

OUTROS

Câmara para Fotoestabilidade (SunTest)
Cronômetro Digital
Deionizador de Água
Destilador de Água
Osmose Reversa
Ultra Purificador de Água

TESTES MICROBIOLÓGICOS E BIOLÓGICOS

Contador de Colônia
Estufa de Despirogenização
Estufa de Incubação Bacteriana
Estufa de Incubação Fúngica
Freezer
Geladeira
Microondas
Microscópio
Autoclave
Vertical Não Automatizada
Fluxo laminar
Horizontal
Vertical

OUTROS EQUIPAMENTOS

Banho-maria com agitação
Bomba de vácuo
Sistema de filtração para teste de esterilidade